

i n f i n i a  
P U L S E

**SPECTRUM PEMF TECHNOLOGY**

# Tehnologija u službi snage i vitalnosti

INFINIA PULSE je inovativni uređaj baziran na tehnologiji pulsnog elektromagnetskog polja (PEMF), razvijen za primjenu u području wellnesa i sporta.

Naš cilj je ponuditi tehnološki napredan, neinvazivan alat koji doprinosi prirodnim regeneracijskim procesima te osjećaju ravnoteže, vitalnosti i opuštenosti, kroz pažljivo dizajniran frekvencijski spektar i dinamičku stimulaciju.



# Što je PEMF?

PEMF (eng. pulsed electromagnetic field) tehnologija koristi elektromagnetske impulse niskih frekvencija s ciljem stimulacije tijela na staničnoj razini.

Znanstvena istraživanja pokazala su da nisko i srednjefrekventna elektromagnetska polja mogu imati povoljan učinak na određene biološke procese.


Upravo se na tim saznanjima temelji primjena PEMF tehnologije u wellness kontekstu, gdje se koristi za podršku regeneraciji, relaksaciji i osjećaju vitalnosti.



Stimulacija elektromagnetskim impulsima može podržati prirodne stanične energetske procese, što korisnici često povezuju s osjećajem pojačane vitalnosti i jasnoće.



PEMF impulsi mogu pozitivno utjecati na živčani sustav. Korisnici često opisuju smanjenje napetosti, bolji san i dublji osjećaj opuštenosti nakon tretmana.



Istraživanja su pokazala da primjena PEMF-a može poduprijeti mikrocirkulaciju što doprinosi boljoj isporuci kisika i nutrijenata u tkiva te tako pospješiti prirodne regenerativne procese.

# Višestruka primjena



## **Sportaši i aktivni pojedinci**

Brža regeneracija mišića, bolja mikrocirkulacija i oporavak nakon napora.



## **Stres i sjedilački način života**

Smanjenje nelagode povezane s tjelesnom i mentalnom napetošću.



## **Osobe zrelije životne dobi**

Podrška vitalnosti, pokretljivosti i staničnoj energiji u skladu s godinama.



„Radim za računalom po cijele dane, i to mi često ostavi osjećaj ukočenosti i napetosti, pogotovo u području ramena i vrata. Počela sam dolaziti na PEMF tretmane jednom do dvaput tjedno, više iz znatiželje nego potrebe. Nakon nekoliko dolazaka, primijetila sam da se osjećam opuštenije, odmornije i lakše se nosim sa svakodnevnim stresom. Tretmani su mi postali svojevrsna pauza za reset.“

Ivana, 42 godine ★★★★★

# INFINIA PULSE

## SPECTRUM PEMF TECHNOLOGY

INFINIA PULSE jedinstven je PEMF uređaj koji se ističe svojim radom unutar pažljivo odabranog frekvencijskog spektra od 50 do 900 Hz.

Za razliku od klasičnih PEMF uređaja koji emitiraju pojedinačnu frekvenciju, INFINIA PULSE koristi dinamičku stimulaciju kroz frekvencijski spektar – tijekom tretmana kontinuirano mijenja frekvenciju impulsa unutar zadanih vrijednosti kako bi poboljšao biološki odgovor i izbjegao efekt zasićenja u tkivima.

Namjenjen je odraslim osobama. Prije primjene potrebno provjeriti postoje li kontraindikacije za izlaganje elektromagnetnim impulsima.



# Dijelovi INFINIA PULSE uređaja

INFINIA PULSE uređaj dolazi u pripajućoj transportnoj kutiji s uputama za upotrebu.



## Upravljačka jedinica

Pomoću upravljačke jedinice odabire se modalitet rada (pojedinačna frekvencija ili spektar) i podešavaju frekvencije, intenzitet i trajanje tretmana.



## Izvršna jedinica

Izvršna jedinica stvara elektromagnetni impuls te ga prenosi putem aplikatora. Spojena je s izvršnom jedinicom putem komunikacijskog kabela te se spaja u standardnu utičnicu (220V) putem pripadajućeg kabela za napajanje.



## Aplikatori i priključni kablovi

Dva kružna aplikatora različitih veličina prenose elektromagnetni impuls na odabrano područje. U setu se nalaze i navedeni kablovi za napajanje i komunikaciju.

# Kako izgleda tretman?



Tretman se provodi u mirnom ambijentu, dok korisnik opušteno sjedi ili leži. Neinvazivan je i bezbolan.

## **Postavljanje uređaja**

Uređaj se postavlja na mjestu minimalno 3m udaljenom od drugih elektroničkih uređaja zbog prirode elektromagnetnih impulsa.

## **Primjena**

Tretmani se provode u udobnom položaju, aplikator se postavlja na tijelo preko odjeće, pozicija ovisi o potrebama klijenta.

## **Trajanje tretmana**

Obično 30–60 minuta, ovisno o potrebi i individualnim ciljevima.

## **Fokus na udobnost**

Tijekom tretmana korisnik može čitati, meditirati ili jednostavno odmarati.



# Kako do INFINIA PULSE uređaja?

INFINIA PULSE dostupan je za najam wellness centrima, terapijskim prostorima, fitness studijima i hotelima. INFINIA PULSE dolazi kao gotov, pouzdan sustav spreman za rad.

Uz INFINIA PULSE komplet, u cijeni najma uključena je:



## Osnovna edukacija i uvođenje u rad

Nudimo osnovnu edukaciju za korištenje uređaja kako biste ga odmah mogli učinkovito integrirati u svoju ponudu usluga.



## Tehnička podrška i održavanje

Servis i podrška uključeni su u najam – vi se fokusirate na klijente, mi brinemo o uređaju.



## Besplatna dostava

Besplatna dostava i postavljanje uređaja unutar Hrvatske.

## 30-dnevno jamstvo povrata

Isprobajte bez rizika  
– ako niste zadovoljni, vraćamo puni iznos najma.

# Želite uvesti INFINIA PULSE u svoj wellness prostor, centar ili studio?

Kontaktirajte nas za najam, dodatne informacije ili dogovor oko prezentacije uređaja.

[www.infinia-pulse.com](http://www.infinia-pulse.com)

[info@infinia-pulse.com](mailto:info@infinia-pulse.com)

